

# LABORATORNÍ ÚLOHA

## Měření magnetické indukce

Václav Havel, Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň

### Úkol

Změřte průměrnou magnetickou indukci na čelní ploše tyčového magnetu.

### Potřeby

Cívka pro snímání napěťového impulsu, převodník  $u/f$ , univerzální čítač, normál magnetické indukce, tyčový magnet.

### Výklad

Jestliže je cívka umístěna do magnetického pole tak, že její plocha je kolmá na vektor magnetické indukce, je tzv. účinný magnetický tok dán vztahem  $\Phi_u = k \cdot N \cdot S \cdot B$ , kde  $k$  je koeficient, charakterizující geometrii cívky,  $N$  je počet jejích závitů,  $S$  střední plocha a  $B$  je magnetická indukce. Jestliže cívku přesouváme do místa, kde je magnetická indukce zanebatelná, indukuje se v cívce napětí

$$u(t) = -\frac{d\Phi_u}{dt}. \quad (1)$$

Provedeme-li časovou integraci, bude hodnota tzv. napěťového impulsu

$$\int_0^T u(t) dt = -[\Phi(T) - \Phi(0)] = k \cdot N \cdot S \cdot B, \quad (2)$$

neboť  $\Phi(T) \rightarrow 0$ . Mezi napěťovým impulsem a magnetickou indukcí je tedy vztah

$$B = \alpha \cdot \int_0^T u(t) dt, \quad (3)$$

kde  $\alpha$  je součinitel ( $\alpha = \frac{1}{k \cdot N \cdot S}$ ). Provedeme-li měření nejprve v poli normálu, kde je magnetická indukce známa a má hodnotu  $B_N$ , bude platit

$$B_N = \alpha \cdot \int_0^T u_N(t) dt. \quad (4)$$

V poli neznámé indukce bude podobně

$$B = \alpha \cdot \int_0^T u(t) dt. \quad (5)$$

Ze vztahů (4) a (5) potom obdržíme

$$B = B_N \cdot \frac{\int_0^T u(t) dt}{\int_0^T u_N(t) dt}. \quad (6)$$

Problém měření magnetické indukce se převádí na určení napěťových impulsů. K jejich určení užijeme převodníku napětí frekvence. Toto zařízení dává na výstupu frekvenci, která je

úměrná vstupnímu napětí. Mezi počtem impulsů udaných čítačem a napěťovým impulsem platí vztah

$$n = \beta \cdot \int_0^T u(t) dt, \quad (7)$$

kde  $\beta$  je součinitel. Označíme-li po řadě počet impulsů při měření v neznámém poli a v poli normálu  $n_x, n_N$ , bude

$$B = B_N \cdot \frac{n_x}{n_N}. \quad (8)$$

### **Postup měření**

1. Cívku připojte na vstup převodníku  $u/f$ , jeho výstup na čítač.
2. Sepněte siťové spínače obou přístrojů.
3. Vložte měrnou cívku mezi póly normálu magnetické indukce.
4. Vynulujte čítač.
5. Plynule vytáhněte cívku a odečtěte údaj čítače. Údaj zapište do tabulky I.
6. Měření opakujte 10krát.
7. Cívku přiložte na čelo tyčového magnetu a vynulujte čítač.
8. Oddalte cívku a odečtěte údaj čítače.
9. Měření opakujte 10krát a výsledky zapisujte do tabulky I.
10. Pomocí programu EXCEL proveděte vyhodnocení měření.

### **Tabulka I**

Měř. č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n_x$										
$n_N$										